

# RUBY-plus



## Vorteile

- Unvergleichliche Produktqualität und Know How
- Extrem lange Lebensdauer
- Verlängerte Werksgarantie
- Wartungsfrei
- Extrem niedrige Betriebskosten
- Umweltfreundliche Produktion und Materialien
- **100% Made in Germany**

## Standardfunktionen

- Stufenloses Dimmen
- Kontrolle der Farbtemperatur
- Berührungslose und sterile Bedienung aller Funktionen über Sensortechnologie
- Endoskopiebeleuchtung
- Sterilgriff

Beleuchtungsstärke	85.000lx in 1m Abstand
Dimmbereich	5% - 100%
Leuchtfeldgröße	Ø200mm in 1m Abstand
Farbtemperatur	3.000K - 5.000K justierbar
Farbwiedergabeindex	>96
Farbwiedergabe R9	>96
UV-Licht	Nein
IR-Licht	Nein
Ausleuchtungstiefe	800mm
Eingangsspannung am Leuchtenkörper	24V / DC
Leistungsaufnahme	max. 40W
Spannungsversorgung	110V - 230V, justierbar
Lebensdauer der LEDs	>50.000h
Abmessungen - Leuchtenkörper	300 x 300mm

