

Die NEUE SAPHIRE 4.0



Neue LEDs + Neue Linsen + Neue Steuerung,
berührungslose Bedienung + kabellose Fernbedienung

Effizienteres Wärmemanagement mit neuesten Technologien und Materialien

Neues Design mit kleinerem Gehäusequerschnitt und kleinerem Durchmesser

Neue Parallelanbindung an die Kardanik und 10 kg weniger Gewicht
sorgen für perfekte Balance und Positionierung





Vorteile

- Unvergleichliche Produktqualität und Know How
- Extrem lange Lebensdauer
- Verlängerte Werksgarantie
- Wartungsfrei
- Extrem niedrige Betriebskosten
- Umweltfreundliche Produktion und Materialien
- **100% Made in Germany**

Standardfunktionen

- Stufenloses Dimmen
- Fokussierbares Leuchtfeld
- Kontrolle der Farbtemperatur
- Berührungslose und sterile Bedienung aller Funktionen über Sensortechnologie
- Kabellose Fernbedienung (optional)
- Verschiedene HD- und 4K Kameraoptionen

Beleuchtungsstärke	160.000lx in 1m Abstand
Dimmbereich	5% - 100%
Leuchtfeldgröße	200mm - 380mm
Farbtemperatur	3000K - 5000K stufenlos justierbar
Farbwiedergabeindex	>97
Farbwiedergabe R9	>97
UV-Licht	Nein
IR-Licht	Nein
Ausleuchtungstiefe	1530mm
Eingangsspannung am Leuchtenkörper	24V / DC
Leistungsaufnahme	Max 160W
Spannungsversorgung	110 - 230V justierbar
Lebensdauer der LEDs	>60.000h
Abmessungen - Leuchtenkörper	590 x 590mm

Toleranz ±10%; Änderungen der technischen Spezifikation vorbehalten

